

## ELASTASI PANCREATICA FECALE

### MATERIALE DI RACCOLTA

I campioni di feci dovranno essere raccolti in contenitore sterile con paletta e tappo a vite

### PRELIEVO

Modalità operative:

1. Svuotare la vescica poiché l'urina può influenzare il risultato del test.
2. Le feci devono essere emesse spontaneamente e raccolte in un contenitore
3. Scrivere sul contenitore (anche direttamente sulla plastica) cognome, nome e data di nascita.
4. Effettuare la raccolta assicurandosi che il campione non venga a contatto con l'acqua.
5. Conservare il contenitore a 2-8°C fino alla consegna

### CONSERVAZIONE E TRASPORTO

Inviare al Laboratorio appena possibile. È possibile conservare il campione in frigorifero fino a un massimo di 24 ore.